

装置の説明 (EOA)


年 月 日

この度、 _____ さんにお渡しした装置は、


下顎の成長を抑えて、上顎とのバランスを取る装置 (チンキャップ)

上顎を前方に引っ張る装置 (上顎前方牽引装置)

です。



チンキャップ



上顎前方牽引装置

■この装置は、帽子・ゴム・顎あての3種類からなっています。

■自由に取り外しができるため、患者さま本人が協力して使ってくれなければ、まったく効果がありません。次の事項に十分注意して使用して下さい。

■装置は、毎日装着して下さい。1日の目安は、14時間以上です。家にいる間（寝ている間は必ず）は必ず装着して下さい。

■顎の関節（耳の前あたり）が痛くなった場合は、使用を中止してすぐに連絡して下さい。

■ゴムの強さ・かける位置は、効果があるように調節しています。勝手に変えないようにして下さい。

■次回に来院するときは、必ず持ってきて下さい。