



装置の説明 (F.K.O.)

年 月 日

この度、_____さんにお渡しした装置（機能的顎矯正装置）は、自由に取り外しができるものであり、患者さま本人が協力してくれなければまったく効果を発揮しません。次の事項に十分留意して使用して下さい。



機能的顎矯正装置(受け口用)



機能的顎矯正装置(出っ歯用)

- 毎日、家にいる間、特に寝ている間はずっと装着して下さい。
- 1日の目安は14時間以上です。1日中装着していてもかまいません。ただし、歯を磨くとき、食事、スポーツをするときははずして下さい。
- 針金は治療の効果があるように調節しています。変形させないように注意して下さい。
- 装置は、毎日歯ブラシと洗剤できれいに洗いましょう。
- 装置が壊れたり、どこかが痛くなったりした場合は、すぐに連絡して下さい。
- 次回来院のときは、必ず持ってきて下さい。